



A60 - Instructie soa zelftest voor zorgverleners

Algemeen

In deze folder krijgt u (de zorgverlener) uitleg over het meegeven van soa zelftesten aan patiënten. Deze informatie is **niet** bestemd voor de patiënt. De patiëntenfolder zit in de verpakking van de soa zelftest.

Waarom een soa zelftest?

RHMDC biedt soa zelftesten aan zodat de patiënt thuis de soa test kan uitvoeren. De patiënt stuurt het materiaal naar ons laboratorium in de bijgesloten retourenvelop (met antwoordnummer). Er zijn twee opties voor de soa zelftest; de urine zelftest en eSwab zelftest. Met de zelftest kunnen we de volgende soa bepalen:

- *Chlamydia trachomatis* en *Neisseria gonorrhoeae*
- *Mycoplasma genitalium*
- *Trichomonas vaginalis*

Hoe bestel ik de soa zelftesten?

U bestelt de soa zelftesten via de website www.RHMDC.nl/bestelmodule. De zelftest wordt geleverd in een doos met daarin de benodigde materialen voor de patiënt.

Inhoud zelftest

Het pakketje bevat:

- de gebruiksaanwijzing voor de patiënt; Nederlands en Engels
- barcodestickers
- de eSwab óf urinebuis en pipet
- een wit zakje
- een plastic zakje (Safetybag)
- een verzendenvolp met antwoordnummer

Belangrijk!

Voordat u de soa zelftest meegeeft aan de patiënt, vragen wij u de volgende handelingen uit te voeren:

1. Vraag het desbetreffende onderzoek aan via [ZorgDomein](#) of [Cyberlab](#).
Indien u de soa test voor meerdere lichaamsdelen aanvraagt, maakt u per lichaamsdeel een aparte order aan en geeft u meerdere pakketten mee aan de patiënt.
2. Print het aanvraagformulier uit.
3. Plak de barcode op het aanvraagformulier. Zie etiket waar, op staat "voorzijde formulier" (zie afbeelding 1).
Plak nooit een gekleurd barcode etiket op het aanvraagformulier! Doordat de gekleurde etiketten ook een materiaalcode bevatten, zal de aanvraag niet juist in het systeem komen.
4. Stop het aanvraagformulier in de verpakking van de zelftest.
5. Geef de soa zelftest mee aan de patiënt en informeer de patiënt over de zelftest:
 - Geef bij de patiënt aan dat hij/zij altijd de afnamedatum en -tijd noteert op het aanvraagformulier.
 - Geef aan dat de patiënt de barcode (goed) op het buisje plakt. Oftewel:
 - Plak nooit een gekleurd barcode etiket op een anders gekleurde buis. Voorbeeld: paars etiket op groene buis. Hierdoor kunnen er testen uit het verkeerde materiaal worden gedaan, wat voor foutieve uitslagen kan zorgen.
Urine = D urine microbio (donkergroen) | eSwab = D divers materiaal.
 - Plak de barcode etiketten altijd precies op het (indien aanwezige) witte etiket op het afnamemateriaal. Zorg ervoor dat er een ruimte overblijft waar je het materiaal kunt blijven zien, voor het detecteren van de hoeveelheid urine.
 - Attendeer de patiënt erop dat hij/zij het pakket dezelfde dag op de post doet, voordat de brievenbus wordt geleegd.



A60 - Instructie soa zelftest voor zorgverleners



Afbeelding 1: voorbeeld correct geplakte barcode op urinebuis en buis van de eSwab.



afbeelding 2



afbeelding 3



afbeelding 4



afbeelding 5

Afbeelding 2: voorbeeld juist plakken van barcodes

Afbeelding 3 t/m 5: foutief voorbeeld plakken van barcodes.

Uitslagen

De uitslagen worden gerapporteerd in uw HIS.

Contactgegevens

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact op met uw Regiocoördinator Diagnostiek of het Klant Contact Centrum van het RHMDC op telefoonnummer: 088 260 4000. We zijn van maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 17:00 uur bereikbaar.