



Afname- en verzendmedia Pathologie

Afname- en verzendmedia	Bewaartemperatuur	Illustratie
<p>SurePath potje (blauwe dop, 10ml)</p> <p>Bevat fixatief Materialen: cervix-brush Volledig ingevuld aanvraagformulier bijvoegen</p>	<p>Kamertemperatuur</p>	
<p>Formaldehyde potje (gele dop, 10ml)</p> <p>Materiaal: Biopt Volledig ingevuld aanvraagformulier bijvoegen</p>	<p>Kamertemperatuur</p>	
<p>Formaldehyde potje (witte dop, 20ml)</p> <p>Materiaal: Biopt Volledig ingevuld aanvraagformulier bijvoegen</p>	<p>Kamertemperatuur</p>	